

# Korvantauskojeen käyttöopas



- Kuulokojeen korvaan laitto
- Kuulokojeen poisotto korvasta
- Kuulokojeen paristonvaihto
- Väliletkun vaihto
- Tärkeitä huomioita

# Kuulokojeen korvaan laitto ja korvasta poistaminen



**Ota kiinni korvakappaleen  
ulosjäävästä osasta ja nosta se  
korvallesi kuulokojeen ollessa  
ylimpänä.**



**Aseta korvakappaleen etuosa  
korvakäytävään. Paina  
korvakappale napakasti  
paikalleen.**



**Nosta kuulokoje  
korvanlehden yli.**



**Nosta kuulokoje korvanlehden takaa korvanlehden päälle.**



**Tartu korvakappaleen ja väliletkun liitoskohtaan.**



**Vedä korvakappale ulos korvasta.**

**Kun kuulokoje on poissa korvasta, avaa kojeen paristoluukku. Säilytä koje kotelossa.**



# Pariston vaihto



**Tarkista minkä kokoinen paristo sopii kojeeseesi.**

Oranssi tarra: koko 13

Ruskea tarra: koko 312



**Poista paristossa kiinni oleva tarra ja anna pariston ilmaantua pöydällä noin viidentoista minuutin ajan.**



**Avaa paristoluukku kokonaan auki.**



**Poista käytetty paristo.  
Hävitä käytetty paristo  
paristonkeräykseen.**



**Aseta uusi paristo  
+merkki ylöspäin  
puhtain, kuivin  
sormin tai käyttäen  
magneettityökälua.**



**Sulje paristoluukku.  
Laita kuulokoje korvaan.**

**Kuulokojeen virta kytkeytyy päälle, kun paristoluukku suljetaan. Kojeen virta katkeaa automaattisesti paristoluukun ollessa auki.**



# Väliletkun vaihtaminen

**Muista vaihtaa väliletku kuukauden välein.**



**Irrota väliletku kuulokojeesta ja korvakappaleesta.**



**Leikkaa uusi letku käyttäen vanhaa letkua mittana.**



**Kiinnitä uusi letku kuulokojeeseen ja korvakappaleeseen. Huomioi, että koje ja korvakappale kiinnittyvät oikein päin.**



**Laita loput uudesta letkusta talteen. Säilytä letkua ilmatiiviissä suljetussa pussissa.**

# Korvakappaleen puhdistaminen

Muista pestä korvakappale viikoittain.



**Irrota korvakappale väliletkusta.**



**Pese korvakappale lämpimällä vedellä. Käytä tarvittaessa mietoja nestemäistä pesuainetta. Laske vettä äänikanavan läpi niin, että sinne kertynyt vaha huuhtoutuu pois.**



**Kuivaa korvakappale huolellisesti paperilla ja kuivauspumpulla.**



**Kiinnitä korvakappale takaisin väliletkuun.**

# Huomioita



Kuvat: Jenni Oranen/JenoraDesign

- Paristo kestää muutamasta päivästä viikkoon.
- Muista merkitä kalenteriisi kun vaihdat kojeen pariston.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi hikoillessa, avaa paristoluukku täysin auki ja jätä koje kuivumaan huoneenlämpöön.

[www.kuuloliitto.fi](http://www.kuuloliitto.fi)