

# Korvantauskojeen käyttöopas



- Kuulokojeen asettaminen korvaan
- Kuulokojeen poistaminen korvasta
- Kuulokojeen paristonvaihto
- Väliletkun vaihto
- Tärkeitä huomioita

# Kuulokojeen asettaminen korvaan ja poistaminen korvasta



Ota kiinni korvakappaleen ulosjäävästä osasta. Nosta korvakappale korvallesi siten, että kuulokoje on ylimpänä.



Aseta korvakappaleen etuosa korvakäytävään. Paina korvakappale napakasti paikalleen.



Nosta kuulokoje korvanlehden yli.



## **Näin poistat kuulokojeen**

**Nosta kuulokoje korvanlehden takaa korvanlehden päälle.**



**Tartu korvakappaleen ja väliletkun liitoskohtaan.**



**Vedä korvakappale ulos korvasta.**

**Kun kuulokoje on poissa korvasta, avaa kojeen paristoluukku. Säilytä koje kotelossa.**

# Pariston vaihto



**Tarkista, minkä kokoinen paristo sopii kojeeseesi.**

Oranssi tarra: koko 13

Ruskea tarra: koko 312



**Poista tarra, joka on kiinni paristossa.**

**Anna pariston ilmaantua pöydällä noin 15 minuutin ajan.**



**Avaa paristoluukku kokonaan auki.**



**Poista käytetty paristo.  
Hävitä käytetty paristo  
paristonkeräykseen.**



**Aseta uusi paristo  
+-merkki ylöspäin  
puhtailla ja kuivilla  
sormilla tai käytä  
magneettityökalua.**



**Sulje paristoluukku.  
Laita kuulokoje korvaan.**

**Kuulokojeen virta kytkeytyy päälle,  
kun suljet paristoluukun.  
Kojeen virta katkeaa automaattisesti,  
kun paristoluukku on auki.**



# Väliletkun vaihtaminen

**Muista vaihtaa väliletku kuukauden välein.**



**Irrota väliletku kuulokojeesta ja korvakappaleesta.**



**Leikkaa uusi letku, käytä vanhaa letkua mittana.**



**Kiinnitä uusi letku kuulokojeeseen ja korvakappaleeseen. Katso, että koje ja korvakappale kiinnittyvät oikein päin.**



**Laita loput uudesta letkusta talteen. Säilytä letkua ilmatiiviissä suljetussa pussissa.**

# Korvakappaleen puhdistaminen

**Muista pestä korvakappale viikoittain.**



**Irrota korvakappale väliletkusta.**



**Pese korvakappale lämpimällä vedellä. Käytä tarvittaessa mietoja nestemäistä pesunestettä. Laske vettä äänikanavan läpi niin, että sinne kertynyt vaha huuhtoutuu pois.**



**Kuivaa korvakappale huolellisesti paperilla ja kuivauspumpulla.**



**Kiinnitä korvakappale takaisin väliletkuun.**

# Tärkeitä huomioita



- Paristo kestää muutamasta päivästä viikkoon.
- Muista merkitä kalenteriisi, kun vaihdat kojeen pariston.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi, kun hikoilet, avaa paristoluukku täysin auki ja jätä koje kuivumaan huoneenlämpöön.

[www.kuuloliitto.fi](http://www.kuuloliitto.fi)

**Ota kuulokoje osaksi arkea!**

Kuvat: Jenni Oranen/JenoraDesign



**Kuule ja muista**

 **Kuuloliitto**