

Korvantauskojeen käyttöopas



- Kuulokojeen korvaan laitto
- Kuulokojeen poisotto korvasta
- Kuulokojeen paristonvaihto
- Väliletkun vaihto
- Tärkeitä huomioita

Kuulokojeen asettaminen korvaan ja poistaminen korvasta



Ota kiinni korvakappaleen
ulosjäävästä osasta.
Nosta korvakappale korvallesi
siten, että kuulokoje
on ylimpänä.



Aseta korvakappaleen etuosa
korvakäytävään.
Paina korvakappale
napakasti paikalleen.



Nosta kuulokoje
korvanlehden yli.



Näin poistat kuulokojeen

Nosta kuulokoje korvanlehden takaa korvanlehden päälle.



Tartu korvakappaleen ja väliletkun liitoskohtaan.



Vedä korvakappale ulos korvasta.

Kun kuulokoje on poissa korvasta,
avaa kojeen paristoluukku.
Säilytä koje kotelossa.

Pariston vaihto



Tarkista, minkä kokoinen paristo sopii kojeeseesi.
Oranssi tarra: koko 13
Ruskea tarra: koko 312



Poista tarra, joka on kiinni paristossa.
Anna pariston ilmaantua pöydällä parin minuutin ajan.



Avaa paristoluukku kokonaan auki.



Poista käytetty paristo.
Hävitä käytetty paristo
paristonkeräykseen.



Aseta uusi paristo
+-merkki ylöspäin
puhtailla ja kuivilla
sormilla tai käytä
magneettityökalua.



Sulje paristoluukku.
Laita kuulokoje korvaan.

Kuulokojeen virta kytkeytyy päälle,
kun suljet paristoluukun.
Kojeen virta katkeaa automaattisesti,
kun paristoluukku on auki.

Väliletkun vaihtaminen

Muista vaihtaa väliletku kuukauden välein.



Irrota väliletku kuulokojeesta ja korvakappaleesta.



Leikkaa uusi letku, käytä vanhaa letkua mittana.



Kiinnitä uusi letku kuulokojeeseen ja korvakappaleeseen. Katso, että koje ja korvakappale kiinnittyvät oikein päin.



Laita loput uudesta letkusta talteen. Säilytä letkua ilmatiiviissä suljetussa pussissa.

Korvakappaleen puhdistaminen

Muista pestä korvakappale viikoittain.



Irrota korvakappale väliletkusta.



Pese korvakappale lämpimällä vedellä. Käytä tarvittaessa mietoa nestemäistä pesunestettä. Laske vettä äänikanavan läpi niin, että sinne kertynyt vaha huuhtoutuu pois.



Kuivaa korvakappale huolellisesti liinalla ja kuivauspumpulla.



Kiinnitä korvakappale takaisin väliletkuun.



Tärkeitä huomioita

- Paristo kestää muutamasta päivästä viikkoon.
- Muista merkitä kalenteriisi, kun vaihdat kojeen pariston.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi, kun hikoilet, avaa paristoluukku täysin auki ja jätä koje kuivumaan huoneenlämpöön.

Ota kuulokoje osaksi arkea!

Kuvat: Joel Virtanen