

Kuuloke korvassa – kuulokojeen opas



- Kuulokojeen asettaminen korvaan ja poistaminen korvasta
- Kuulokojeen pariston vaihto
- Vahasuojan vaihto
- Tärkeitä huomioita

Kuulokojeen asettaminen korvaan ja poistaminen korvasta



Tartu kiinni sovitteesta eli tipistä peukalo-etusormiotteella.



Aseta sovite korvakäytävän suulle ja paina sovite korvakäytävään. Sovite ei voi mennä liian syvälle.



Nosta kuulokoje korvasi taakse.



Näin poistat kuulokojeen

Nosta kuulokoje
korvanlehden takaa
korvanlehden päälle.



Ota kiinni vetosiimasta
tai johdon päästä
ja vedä sovite pois korvasta.



Kun kuulokoje on
poissa korvasta,
avaa kojeen paristoluukku.
Säilytä kojetta kotelossa.

Pariston vaihto



Tarkista, minkä kokoinen paristo sopii kuulokojeeseesi.
Oranssi tarra: koko 13
Ruskea tarra: koko 312



Poista tarra, joka on kiinni paristossa.
Anna pariston ilmaantua pöydällä parin minuutin ajan.



Avaa paristoluukku kokonaan auki.



Poista käytetty paristo.
Hävitä käytetty paristo
paristonkeräykseen.



Aseta uusi paristo
+-merkki ylöspäin.



Sulje paristoluukku.
Laita kuulokoje korvaan.

Kuulokojeen virta kytkeytyy päälle,
kun suljet paristoluukun.
Kojeen virta katkeaa automaattisesti,
kun paristoluukku on auki.

Vahasuojan vaihtaminen

Jos kuulokejohdossa on irrotettava sovite,
se täytyy poistaa,
että saat vahasuojan näkyviin.
Jos sovite on kuulokejohdossa
kiinni kiinteästi, vahasuoja on näkyvillä.



Kuulokejohdon päässä
oleva vahasuoja
vaihdetaan tarvittaessa,
noin 1–2 kuukauden välein.



Ota vahasuoja-asetin
rasiasta.



Paina vahasuoja-asettimen
paljas pää keskelle vanhaa
vahasuojaa ja poista se.



Vaihda vahasuoja-asettimen
toisesta päästä uusi
vahasuoja tilalle.

Muista



Pyyhi sovite päivittäin
kuivalla liinalla.

Jos sovitteessa on
kuivunutta korvavahaa,
poista se rapsuttamalla
tai pyyhkimällä.



Jos kuulokejohdossa on
irrotettava sovite,
vaihda se uuteen
noin kerran kuukaudessa.

Jos sovite ei ole enää kimmoisa
tai et saa sitä puhtaaksi,
voit vaihtaa sen aikaisemmin.



Tärkeitä huomioita

- Paristo kestää muutamasta päivästä viikkoon.
- Muista merkitä kalenteriisi, kun vaihdat kojeen pariston.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi, kun hikoilet, avaa paristoluukku täysin auki ja jätä koje kuivumaan huoneenlämpöön.

Ota kuulokoje osaksi arkea!

Kuvat: Joel Virtanen