

Ladattavan korvantauskojeen käyttöopas



- Kuulokojeen korvaan laitto
- Kuulokojeen poisotto korvasta
- Kuulokojeen lataaminen
- Väliletkun vaihto
- Tärkeitä huomioita

Kuulokojeen asettaminen korvaan ja poistaminen korvasta



Ota kiinni korvakappaleen
ulosjäävästä osasta.
Nosta korvakappale korvallesi
siten, että kuulokoje
on ylimpänä.



Aseta korvakappaleen etuosa
korvakäytävään.
Paina korvakappale
napakasti paikalleen.



Nosta kuulokoje
korvanlehden yli.



Näin poistat kuulokojeen

Nosta kuulokoje korvanlehden takaa korvanlehden päälle.



Tartu korvakappaleen ja väliletkun liitoskohtaan.



Vedä korvakappale ulos korvasta.

Kun kuulokoje ei ole käytössä, säilytä sitä kotelossa.

Kojeen lataaminen

Kuulokojeet tulee ladata joka yö. Eri kuulokojemerkeillä on erilaiset latauslaitteet. Käyttöperiaatteet ovat kuitenkin samat.

Huomioithan että kojeiden tulee olla puhtaat ja kuivat ennen latauslaitteeseen asettamista.



Kuulokojeesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun laitat ne latauslaitteeseen.



Aseta kuulokojeet latauslaitteen värimerkinnän mukaisesti. Sininen L tarkoittaa vasemman korvan kojetta ja punainen R oikean.



Lataus alkaa heti
kun kuulokojeet ovat
latauslaitteessa.



Kun kuulokojeet on ladattu
täyteen, kuulokojeiden tai
latauslaitteen merkkivalo on
vihreä.



Lataus pysähtyy
automaattisesti kun akut ovat
täynnä.
Kuulokojeet voi siis jättää
turvallisesti laturiin.

Kuulokojeet kytkeytyvät automaattisesti päälle, kun poistat ne
laturista. Kuulokojeet käynnistyvät peruskuunteluohjelmalla ja
perusvoimakkuudella.

Väliletkun vaihtaminen

Muista vaihtaa väliletku kuukauden välein.



Irrota väliletku kuulokojeesta ja korvakappaleesta.



Leikkaa uusi letku, käytä vanhaa letkua mittana.



Kiinnitä uusi letku kuulokojeeseen ja korvakappaleeseen. Katso, että koje ja korvakappale kiinnittyvät oikein päin.



Laita loput uudesta letkusta talteen. Säilytä letkua ilmatiiviissä suljetussa pussissa.

Korvakappaleen puhdistaminen

Muista pestä korvakappale viikoittain.



Irrota korvakappale väliletkusta.



Pese korvakappale lämpimällä vedellä. Käytä tarvittaessa mietoja nestemäisiä pesunestettä. Laske vettä äänikanavan läpi niin, että sinne kertynyt vaha huuhtoutuu pois.



Kuivaa korvakappale huolellisesti liinalla ja kuivauspumpulla.



Kiinnitä korvakappale takaisin väliletkuun.



Huomioita

- Kuulokojeet voidaan myös käynnistää ja sammuttaa kojeen painikkeesta.
- Kuulokoje käynnistyy aina peruskuunteluohjelmalla.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi hikoillessa, jätä koje kuivumaan huoneenlämpöön. Huomioi, ettei kojetta saa laittaa kostuneena latauslaitteeseen.

Ota kuulokoje osaksi arkea!

Kuvat: Joel Virtanen