

Ladattavan korvantauskojeen käyttöopas



- Kuulokojeen korvaan laitto
- Kuulokojeen poisotto korvasta
- Kuulokojeen lataaminen
- Väliletkun vaihto
- Tärkeitä huomioita

Näin asetat kuulokojeen korvaan ja poistat sen korvasta



Ota kiinni korvakappaleen
ulosjäävästä osasta.
Nosta korvakappale korvallesi
siten, että kuulokoje
on ylimpänä.



Aseta korvakappaleen
etuosa korvakäytävään.
Paina korvakappale
napakasti paikalleen.



Nosta kuulokoje
korvanlehden yli.



Näin poistat kuulokojeen

Nosta kuulokoje korvanlehden takaa korvanlehden päälle.



Tartu korvakappaleen ja väliletkun liitoskohtaan.



Vedä korvakappale ulos korvasta.

Kun kuulokoje ei ole käytössä, säilytä sitä kotelossa.

Kojeen lataaminen

**Kuulokojeet tulee ladata joka yö.
Eri kuulokojemerkeillä on erilaiset latauslaitteet.
Käyttöperiaatteet ovat kuitenkin samat.
Kojiden tulee olla puhtaat ja kuivat ennen
latauslaitteeseen asettamista.**



Kuulokojeesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun laitat ne latauslaitteeseen.



Aseta kuulokojeet latauslaitteen värimerkinnän mukaisesti. Sininen L tarkoittaa vasemman korvan kojetta ja punainen R oikean.



Lataus alkaa heti,
kun kuulokojeet
ovat latauslaitteessa.



Kuulokojeiden tai
latauslaitteen merkkivalo
on vihreä,
kun kuulokojeet on
ladattu täyteen.



Lataus pysähtyy automaattisesti
kun akut ovat täynnä.
Kuulokojeet voi siis jättää
turvallisesti laturiin.

Kuulokojeet kytkeytyvät automaattisesti päälle,
kun poistat ne laturista.
Kuulokojeet käynnistyvät peruskuunteluohjelmalla
ja perusvoimakkuudella.

Väliletkun vaihtaminen

Muista vaihtaa väliletku kuukauden välein.



Irrota väliletku kuulokojeesta ja korvakappaleesta.



Leikkaa uusi letku, käyttä vanhaa letkua mittana.



Kiinnitä uusi letku kuulokojeeseen ja korvakappaleeseen. Katso, että koje ja korvakappale kiinnittyvät oikein päin.



Laita loput uudesta letkusta talteen. Säilytä letkua ilmatiiviissä suljetussa pussissa.

Korvakappaleen puhdistaminen

Muista pestä korvakappale viikoittain.



Irrota korvakappale väliletkusta.



Pese korvakappale lämpimällä vedellä. Käytä tarvittaessa mietoja nestemäistä pesunestettä. Laske vettä äänikanavan läpi niin, että sinne kertynyt vaha huuhtoutuu pois.



Kuivaa korvakappale huolellisesti liinalla ja kuivauspumpulla.



Kiinnitä korvakappale takaisin väliletkuun.



Huomioita

- Kuulokojeet voidaan myös käynnistää ja sammuttaa kojeen painikkeesta.
- Kuulokoje käynnistyy aina peruskuunteluohjelmalla.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi kun hikoilet, jätä koje kuivumaan.
- Varmista että koje on kuiva, kun laitat sen lataukseen.

Ota kuulokoje osaksi arkea!

Kuvat: Joel Virtanen