

# Ladattavan kuuloke korvassa -kuulokojeen käyttöopas



- Kuulokojeen korvaan laitto
- Kuulokojeen poisotto korvasta
- Kuulokojeen lataaminen
- Vahasuojan vaihto
- Tärkeitä huomioita

# Näin asetat kuulokojeen korvaan ja poistat sen korvasta



Aseta kuulokoje korvan taakse.



Laita sovite korvakäytävän suulle ja paina sovite korvakäytävään. Sovite ei voi mennä liian syvälle.

## Näin poistat kuulokojeen

Nosta kuulokoje  
korvanlehden takaa  
korvanlehden päälle.



Ota kiinni vetosiimasta  
tai johdon päästä  
ja vedä sovite pois korvasta.



Kun kuulokoje ei ole käytössä,  
säilytä sitä kotelossa.

# Kojeen lataaminen

**Kuulokojeet tulee ladata joka yö.**

**Eri kuulokojemerkeillä on erilaiset latauslaitteet.**

**Käyttöperiaatteet ovat kuitenkin samat.**

**Kojeiden tulee olla puhtaat ja kuivat ennen latauslaitteeseen asettamista.**



Kuulokojeesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun laitat ne latauslaitteeseen.



Aseta kuulokojeet latauslaitteen värimerkinnän mukaisesti.  
Sininen L tarkoittaa vasemman korvan kojetta ja punainen R oikean.



Lataus alkaa heti  
kun kuulokojeet  
ovat latauslaitteessa.



Kun kuulokojeet  
on ladattu täyteen,  
kuulokojeiden tai latauslaitteen  
merkkivalo on vihreä.



Lataus pysähtyy automaattisesti  
kun akut ovat täynnä.  
Kuulokojeet voi jättää  
turvallisesti laturiin.

Kuulokojeet kytkeytyvät automaattisesti päälle,  
kun poistat ne laturista.  
Kuulokojeet käynnistyvät peruskuunteluohjelmalla  
ja perusvoimakkuudella.

# Vahasuojan vaihtaminen

Jos kuulokejohdossa on irrotettava sovite,  
se täytyy poistaa,  
että saat vahasuojan näkyviin.

Jos sovite on kuulokejohdossa kiinni kiinteästi,  
vahasuoja on näkyvillä.



Kuulokejohdon päässä  
oleva vahasuoja  
vaihdetaan tarvittaessa,  
1-2 kuukauden välein.



Ota vahasuoja-asetin rasiasta.



Paina vahasuoja-asettimen  
paljas pää keskelle vanhaa  
vahasuojaa ja poista se.



Vaihda vahasuoja-asettimen  
toisesta päästä  
uusi vahasuoja tilalle.

# Muista



Pyyhi sovite päivittäin  
kuivalla liinalla.  
Jos sovitteessa on  
kuivunutta korvavahaa,  
poista se rapsuttamalla  
tai pyyhkimällä.



Jos kuulokejohdossa on  
irrotettava sovite,  
vaihda se uuteen  
noin kerran kuukaudessa.  
Jos sovite ei ole enää kimmoisa  
tai et saa sitä puhtaaksi,  
voit vaihtaa sen aikaisemmin.



## Tärkeitä huomioita

- Kuulokojeet voidaan myös käynnistää ja sammuttaa kojeen painikkeesta.
- Kuulokoje käynnistyy aina peruskuunteluohjelmalla.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi kun hikoilet, jätä koje kuivumaan.
- Varmista että koje on kuiva, kun laitat sen lataukseen.

**Ota kuulokoje osaksi arkea!**

Kuvat: Joel Virtanen