

Ladattavan kuuloke korvassa -kuulokojeen käyttöopas



- Kuulokojeen korvaan laitto
- Kuulokojeen poisotto korvasta
- Kuulokojeen lataaminen
- Vahasuojan vaihto
- Tärkeitä huomioita

Kuulokojeen asettaminen korvaan ja poistaminen korvasta



Tartu kiinni sovitteesta
eli tipistä
peukalo-etusormiotteella.



Aseta sovite korvakäytävän
suulle ja paina sovite
korvakäytävään.
Sovite ei voi mennä
liian syvälle.



Nosta kuulokoje korvasi
taakse.

Näin poistat kuulokojeen

Nosta kuulokoje
korvanlehden takaa
korvanlehden päälle.



Ota kiinni vetosiimasta
tai johdon päästä
ja vedä sovite pois korvasta.



Kun kuulokoje ei ole käytössä,
säilytä sitä kotelossa.



Kojeen lataaminen

Kuulokojeet tulee ladata joka yö. Eri kuulokojemerkeillä on erilaiset latauslaitteet. Käyttöperiaatteet ovat kuitenkin samat. Huomioithan että kojeiden tulee olla puhtaat ja kuivat ennen latauslaitteeseen asettamista.



Kuulokojeesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun laitat ne latauslaitteeseen.



Aseta kuulokojeet latauslaitteen värimerkinnän mukaisesti. Sininen L tarkoittaa vasemman korvan kojetta ja punainen R oikean.



Lataus alkaa heti
kun kuulokojeet ovat
latauslaitteessa.



Kun kuulokojeet on ladattu
täyteen, kuulokojeiden tai
latauslaitteen merkkivalo on
vihreä.



Lataus pysähtyy
automaattisesti kun akut ovat
täynnä.
Kuulokojeet voi siis jättää
turvallisesti laturiin.

Kuulokojeet kytkeytyvät automaattisesti päälle, kun poistat ne
laturista. Kuulokojeet käynnistyvät peruskuunteluohjelmalla ja
perusvoimakkuudella.

Vahasuojan vaihtaminen

Jos kuulokejohdossa on irrotettava sovite,
se täytyy poistaa,
että saat vahasuojan näkyviin.

Jos sovite on kuulokejohdossa
kiinni kiinteästi, vahasuoja on näkyvillä.



Kuulokejohdon päässä
oleva vahasuoja
vaihdetaan tarvittaessa,
noin 1–2 kuukauden välein.



Ota vahasuoja-asetin rasiasta.



Paina vahasuoja-asettimen
paljas pää keskelle vanhaa
vahasuojaa ja poista se.



Vaihda vahasuoja-asettimen
toisesta päästä uusi vahasuoja
tilalle.

Muista



Pyyhi sovite päivittäin
kuivalla liinalla.
Jos sovitteessa on
kuivunutta korvavahaa,
poista se rapsuttamalla
tai pyyhkimällä.



Jos kuulokejohdossa on
irrotettava sovite,
vaihda se uuteen
noin kerran kuukaudessa.
Jos sovite ei ole enää kimmoisa
tai et saa sitä puhtaaksi,
voit vaihtaa sen aikaisemmin.



Ota kuulokoje osaksi arkea!

Kuvat: Joel Virtanen

Tärkeitä huomioita

- Kuulokojeet voidaan myös käynnistää ja sammuttaa kojeen painikkeesta.
- Kuulokoje käynnistyy aina peruskuunteluohjelmalla.
- Älä mene kojeen kanssa saunaan, suihkuun tai uimaan.
- Jos koje kostuu esimerkiksi hikoillessa, jätä koje kuivumaan. huoneenlämpöön. Huomioi, ettei kojetta saa laittaa kostuneena latauslaitteeseen.